

ProACT Ballons ajustables (hommes)

Information pour le patient · Deux ballons ajustables qui soutiennent l'urètre après une chirurgie de la prostate

WARWIKI

ProACT est un petit implant **ajustable** pour les hommes qui souffrent de fuites urinaires après une chirurgie de la prostate (**incontinence urinaire d'effort masculine**). Deux minuscules ballons en silicone sont placés de chaque côté de l'urètre, juste sous le col vésical, pour le soutenir et améliorer le contrôle. Point essentiel : les ballons peuvent être **réglés en cabinet** après l'opération — en ajoutant ou retirant un peu de liquide jusqu'à trouver le bon équilibre.

Comment ça fonctionne

Après une chirurgie de la prostate, le muscle qui retient l'urine peut être affaibli. Les deux ballons ajoutent un soutien doux et ajustable au niveau du **col vésical** (site d'injection) afin que l'urètre se ferme mieux lors de la toux, du port de charges ou des mouvements — **sans** le comprimer complètement. Chaque ballon est relié à un petit **site d'injection** sous la peau du scrotum, utilisé par votre chirurgien pour ajuster le remplissage.

Est-ce fait pour moi ?

- Option pour les fuites **légères à modérées** après prostatectomie
- Indiqué si vous souhaitez une solution peu invasive, **ajustable et réversible**, ou si vous ne pouvez pas bénéficier d'un sphincter urinaire artificiel (SUA)
- Moins adapté aux fuites **sévères** ; généralement **déconseillé après radiothérapie pelvienne** (résultats moindres, risque d'érosion tissulaire accru)
- Peut être une étape intermédiaire — certains hommes optent ensuite pour un SUA

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence d'effort

Fuite lors de la toux, du port de charges ou de l'exercice.

Col vésical

Zone de jonction entre la vessie et l'urètre.

Ballon

Petit ballon en silicone offrant un soutien doux et ajustable.

Site d'injection

Petite valve sous la peau du scrotum permettant de régler le ballon.

Titration

Réglage progressif du liquide dans le ballon lors de plusieurs consultations.

SUA

Sphincter urinaire artificiel — implant différent, à manchette.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Les ballons sont mis en place lors d'une **courte intervention** sous anesthésie (générale, rachidienne ou locale avec sédation), généralement en **chirurgie ambulatoire** via deux minuscules ponctions — sans grande incision. Vous pourrez ressentir quelques jours de douleur et de gonflement. Les réglages ultérieurs en cabinet sont rapides et n'impliquent qu'une petite aiguille au niveau du site d'injection.

Comment ça se déroule

- 1 Sous anesthésie, guidé par **radiographie, échographie ou endoscopie**, le chirurgien place un ballon de **chaque côté** de l'urètre au niveau du col vésical via de minuscules ponctions.
- 2 Les tubes de liaison sont acheminés vers **deux sites d'injection** sous la peau du scrotum.
- 3 Les ballons démarrent presque vides et sont laissés en place pour cicatriser.

Réglage du dispositif

- Quelques semaines plus tard, votre équipe ajoute un peu de liquide via le site d'injection scrotal **en cabinet** — une piqûre rapide, sans chirurgie.
- La procédure est répétée sur plusieurs consultations jusqu'à obtenir un bon contrôle **sans difficulté à uriner**.
- Réglable à la hausse ou à la baisse à tout moment ; le dispositif peut être **retiré** si nécessaire.

Après

- Légère douleur, gonflement ou ecchymose pendant quelques jours ; évitez les efforts intenses et la position à cheval (vélo, équitation) brièvement.
- Les fuites s'améliorent **progressivement** au fil des réglages — pas nécessairement immédiatement.
- Informez tout futur chirurgien ou équipe d'imagerie de la présence de l'implant.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Difficulté à uriner** ou blocage complet (ballon trop rempli ou gonflement)
- Fièvre, douleur croissante, rougeur ou écoulement au site d'injection (infection possible)
- Perte soudaine d'efficacité ou sang dans les urines

TROIS CHOSES À RETENIR

1. ProACT utilise deux ballons ajustables pour soutenir l'urètre et réduire les fuites après prostatectomie — intervention peu invasive et réversible.
2. Il est placé via de minuscules ponctions, puis réglé en cabinet sur plusieurs consultations via un site d'injection scrotal.
3. Indiqué pour les fuites légères à modérées sans antécédent de radiothérapie ; appelez immédiatement si vous ne pouvez pas uriner ou si vous présentez des signes d'infection.