

Thiết bị hút chân không hỗ trợ cương dương (VED)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Thiết bị không dùng thuốc, hút máu vào để tạo sự cương dương

Thiết bị hút chân không hỗ trợ cương dương (VED), hay còn gọi là “bơm dương vật,” tạo sự cương dương không cần thuốc bằng cách dùng lực hút nhẹ để **đưa máu vào dương vật**, sau đó giữ lại bằng vòng thắt mềm ở gốc. VED được dùng để điều trị rối loạn cương dương và hỗ trợ **phục hồi dương vật** sau phẫu thuật tuyến tiền liệt. Thiết bị an toàn, có thể tái sử dụng và phù hợp với nhiều bệnh nhân.

Cơ chế hoạt động

Bạn đặt ống nhựa trùm lên dương vật rồi bơm để hút không khí ra. Áp suất âm tạo ra hút máu vào và tạo sự cương dương. Sau đó bạn trượt **vòng thắt** vào gốc để giữ máu lại, tháo ống ra, và sự cương dương duy trì trong khi quan hệ.

Dành cho ai

- Nam giới muốn **không dùng thuốc**, hoặc không thể dùng thuốc điều trị rối loạn cương dương
- Phục hồi dương vật** sau phẫu thuật tuyến tiền liệt (giữ cho mô khỏe mạnh)
- Có thể kết hợp với các phương pháp điều trị rối loạn cương dương khác

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

VED

Thiết bị hút chân không hỗ trợ cương dương — bơm tạo sự cương dương bằng lực hút.

Ống (Cylinder)

Ống nhựa đặt trùm lên dương vật để tạo áp suất âm.

Vòng thắt (Constriction ring)

Vòng mềm đặt ở gốc để duy trì sự cương dương.

Phục hồi dương vật

Giữ cho mô dương vật khỏe mạnh, ví dụ sau phẫu thuật tuyến tiền liệt.

Rối loạn cương dương (ED)

Khó đạt được hoặc duy trì sự cương đủ cứng để quan hệ.

QUY TẮC THỜI GIAN DUY NHẤT Không bao giờ để vòng thắt quá **30 phút**. Để quá lâu sẽ cắt đứt lưu thông máu và có thể gây tổn thương dương vật. Hãy tháo vòng ngay sau khi quan hệ, và không được ngủ quên khi còn đeo vòng.

Cách sử dụng

- 1 Bôi chất bôi trơn gốc nước; đặt ống sát vào cơ thể.
- 2 Bơm từ từ để tạo áp suất âm cho đến khi đạt được sự cương dương (dừng lại nếu đau).
- 3 Trượt **vòng thắt** vào gốc, rồi giải phóng áp suất và tháo ống ra.
- 4 **Tháo vòng trong vòng 30 phút** và ngay sau khi quan hệ.

Điều cần biết

- Sự cương dương có thể **mát hơn** bình thường và có thể xoay ở gốc — đây là bình thường.
- Xuất tinh có thể bị giữ lại bởi vòng thắt (được giải phóng khi tháo vòng) — không nguy hiểm.
- Để phục hồi, nhóm chăm sóc có thể yêu cầu bạn bơm **không đeo vòng** theo lịch trình.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Đang dùng **thuốc làm loãng máu mạnh** hoặc có rối loạn chảy máu, hoặc mắc bệnh **hồng cầu hình liềm** — hãy hỏi trước
- Xuất hiện **đau, tê, đổi màu sẫm, hoặc tổn thương da**
- Đã để vòng quá lâu, hoặc có bầm tím/sưng kéo dài

Tác dụng phụ thường gặp

- Bầm tím nhẹ, tê tạm thời, hoặc cảm giác “bị kẹp”
- Cần luyện tập một chút để đạt kết quả ổn định

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. VED tạo sự cương dương bằng lực hút và duy trì bằng vòng thắt ở gốc — lựa chọn an toàn, tái sử dụng được, không dùng thuốc (cũng dùng để phục hồi dương vật).
2. **Không bao giờ để vòng thắt quá 30 phút** và không ngủ khi còn đeo vòng.
3. Sự cương dương có thể mát hơn và cần luyện tập. Hỏi nhóm chăm sóc trước nếu bạn dùng thuốc làm loãng máu hoặc mắc bệnh hồng cầu hình liềm.