

Balones ajustables ACT (para mujeres)

Información para el paciente · Dos balones ajustables que sostienen la uretra para el escape de esfuerzo

WARWIKI

El ACT (**terapia de continencia ajustable**) es un implante pequeño y **ajustable** para mujeres con **incontinencia urinaria de esfuerzo** — escape al toser, reír, levantar peso o hacer ejercicio. Se colocan dos pequeños balones de silicona a cada lado de la uretra, cerca del cuello de la vejiga, para sostenerla suavemente y mejorar el control. Como su versión masculina (ProACT), los balones se pueden **ajustar en el consultorio** después de la cirugía.

Cómo funciona

El escape de esfuerzo ocurre cuando el soporte y la presión de cierre bajo la uretra son débiles. Los dos balones añaden un soporte suave y ajustable junto a la uretra para que se mantenga cerrada durante el esfuerzo — **sin** cerrarla por completo. Cada balón se conecta a un pequeño **puerto** bajo la piel de los labios, que su cirujano usa para ajustar el llenado.

¿Es adecuado para mí?

- Una opción para la **incontinencia urinaria de esfuerzo**, a menudo cuando una cirugía previa no funcionó o el músculo de cierre es débil (ISD)
- Útil si quiere una opción mínimamente invasiva, **ajustable y reversible**
- **La disponibilidad varía según el país** — se usa en centros especializados y no se ofrece en todas partes; pregunte a su cirujano si está disponible donde usted vive
- Menos indicado si el escape se debe sobre todo a un **prolapso** o una **vejiga hiperactiva**

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia de esfuerzo

Escape al toser, reír, levantar peso o hacer ejercicio.

Cuello de la vejiga

Donde la vejiga se une con la uretra (el tubo de drenaje).

Balón

Un pequeño balón de silicona que añade soporte suave y ajustable.

Puerto

Una válvula pequeña bajo la piel de los labios para ajustar el balón.

Titulación

Ajuste fino del líquido del balón en varias visitas al consultorio.

ISD

Deficiencia intrínseca del esfínter — un músculo de cierre uretral débil.

¿LE DOLERÁ? Los balones se colocan en una **operación corta** con anestesia (general o espinal, o local con sedación), suele ser un **procedimiento ambulatorio** por pequeñas punciones cerca de la abertura vaginal — sin corte grande. Puede sentir molestia e hinchazón unos días. Los ajustes posteriores en el consultorio son rápidos y usan solo una aguja pequeña en el puerto.

Cómo se hace

- 1 Con anestesia y guía por **rayos X o ecografía**, el cirujano coloca un balón a **cada lado** de la uretra cerca del cuello de la vejiga por pequeñas punciones junto a la abertura vaginal.
- 2 Los tubos de conexión llegan a **dos puertos** bajo la piel de los labios.
- 3 Los balones empiezan casi vacíos y se dejan cicatrizar.

Ajuste del dispositivo

- Unas semanas después, su equipo añade un poco de líquido por el puerto labial **en el consultorio** — un pinchazo rápido, sin cirugía.
- Se repite en varias visitas hasta lograr buen control **sin dificultad para vaciar**.
- Se ajusta más o menos en cualquier momento; todo el dispositivo se puede **retirar** si es necesario.

Después

- Molestia leve, hinchazón o moretones unos días; evite levantar peso y la actividad intensa por poco tiempo.
- El escape mejora **poco a poco** a medida que se ajustan los balones — no siempre de inmediato.
- Avise a cualquier futuro cirujano o equipo de imágenes que tiene el implante.

Llame a su equipo si tiene:

- **Dificultad para orinar** o no puede orinar (un balón muy lleno, o hinchazón)
- Fiebre, dolor que aumenta, enrojecimiento o secreción en un sitio (posible infección)
- Molestia o flujo vaginal nuevos, o sangre en la orina (posible erosión)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El ACT usa dos balones ajustables para sostener la uretra y reducir el escape de esfuerzo — mínimamente invasivo y reversible.
2. Se coloca por pequeñas punciones y luego se ajusta en el consultorio en varias visitas por un puerto labial.
3. Se usa a menudo para el escape recurrente o un esfínter débil; la disponibilidad varía según el país — llame enseguida si no puede orinar o tiene signos de infección.