

Tracción del pene

Información para el paciente · Dispositivo que se usa puesto y estira suavemente para reducir la curvatura

WARWIKI

La tracción del pene usa un dispositivo que aplica un **estiramiento suave y sostenido** al pene con el tiempo. Se usa sobre todo para la **enfermedad de Peyronie** (para reducir la curvatura y ayudar a conservar la longitud) y también para la rehabilitación del pene — por ejemplo, mantener la longitud tras la cirugía de prótesis. No es quirúrgico y es seguro, pero solo funciona con **uso diario constante durante meses**.

Cómo funciona

La tensión suave y sostenida hace que el tejido y la cicatriz (placa) se **remodelen** poco a poco, lo que puede reducir la curva y ayudar a conservar la longitud. El efecto es modesto y gradual — es una terapia lenta y constante, no una solución rápida. Suele combinarse con otros tratamientos de Peyronie.

Qué esperar

- Usa el dispositivo un **tiempo fijo cada día**, según las instrucciones de su modelo (algunos se llevan periodos largos; los más nuevos se usan en sesiones cortas varias veces al día).
- Los resultados se notan en **varios meses** — la constancia es clave.
- Los mejores resultados suelen darse en la **fase activa** del Peyronie o junto con otros tratamientos.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Terapia de tracción

Usar un dispositivo para estirar suavemente el pene con el tiempo.

Enfermedad de Peyronie

Cicatriz que dobla el pene — la razón principal de la tracción.

Placa

La cicatriz que el estiramiento ayuda a remodelar.

Rehabilitación del pene

Conservar longitud/función, p. ej., tras cirugía de prótesis.

Fase activa vs. estable

Si la curva del Peyronie aún cambia o ya se asentó.

¿DE VERDAD FUNCIONA? Puede dar una **mejoría real y modesta** en la curva y la longitud — pero solo si lo usa con fidelidad durante meses. Piénselo como fisioterapia para el pene: gradual y dependiente de la constancia. Por sí solo no enderezará del todo una curva grave, y combina bien con inyecciones o cirugía.

Usarlo con seguridad

- 1 Siga al pie de la letra las instrucciones de **tiempo de uso y tensión** de su dispositivo — no apriete de más.
- 2 Úselo con el pene flácido; pare la sesión si tiene **entumecimiento, cambio de color o dolor**.
- 3 Aumente el tiempo de uso poco a poco a medida que se acostumbra.
- 4 Mantenga el dispositivo limpio y haga pausas según le indiquen.

Bueno saber

- Es discreto y se hace en casa; muchos lo combinan con otros tratamientos de Peyronie.
- La paciencia importa — juzgue los resultados en meses, no en días.
- Pregunte a su equipo qué dispositivo y horario recomienda.

Pare y llame a su equipo si tiene:

- **Entumecimiento** o un pene frío, pálido o azulado que no se recupera pronto
- Dolor persistente, lesión en la piel o llagas
- Curva que empeora o bultos nuevos

Efectos comunes

- Enrojecimiento o marcas temporales donde se apoya el dispositivo
- Molestia leve que cede al adaptarse

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La tracción estira suavemente el pene para reducir la curvatura del Peyronie y ayudar a conservar la longitud — no quirúrgico y seguro.
2. Solo funciona con **uso diario constante durante meses**; los resultados son graduales y modestos, a menudo combinados con otros tratamientos.
3. Nunca apriete de más. Pare y llame a su equipo si tiene entumecimiento, cambio de color o dolor persistente.