

Dispositivo de erección por vacío (VED)

Información para el paciente · Un dispositivo sin fármacos que atrae sangre para crear una erección

WARWIKI

Un dispositivo de erección por vacío (VED), o “bomba de pene”, produce una erección sin medicina usando una succión suave para **atraer sangre al pene**, y luego la retiene con un anillo blando en la base. Se usa para tratar la disfunción eréctil y para ayudar con la **rehabilitación del pene** tras una cirugía de próstata. Es seguro, reutilizable y una buena opción para muchos hombres.

Cómo funciona

Coloca un cilindro de plástico sobre el pene y extrae el aire. El vacío resultante atrae sangre y crea una erección. Luego desliza un **anillo de constricción (tensión)** en la base para retener la sangre, retira el cilindro y la erección dura para el coito.

Para quién es

- Hombres que prefieren una opción **sin fármacos**, o que no pueden tomar pastillas para la DE
- **Rehabilitación del pene** tras cirugía de próstata (para mantener el tejido sano)
- Se puede combinar con otros tratamientos para la DE

APRENDA LOS TÉRMINOS

VED

Dispositivo de erección por vacío — una bomba que crea una erección con succión.

Cilindro

El tubo que se coloca sobre el pene para crear el vacío.

Anillo de constricción (tensión)

El anillo blando que se pone en la base para retener la erección.

Rehabilitación del pene

Mantener sano el tejido del pene, p. ej., tras cirugía de próstata.

Disfunción eréctil (DE)

Dificultad para lograr o mantener una erección firme para el sexo.

LA REGLA DE TIEMPO CLAVE Nunca deje el anillo de constricción puesto **más de 30 minutos**. Dejarlo demasiado tiempo corta el flujo de sangre y puede lesionar el pene. Quite el anillo justo después del coito y nunca se duerma con él puesto.

Cómo usarlo

- 1 Aplique lubricante a base de agua; apoye el cilindro firme contra el cuerpo.
- 2 Bombee despacio para crear el vacío hasta lograr una erección (pare si duele).
- 3 Deslice el **anillo de tensión** en la base, libere el vacío y retire el cilindro.
- 4 Quite el anillo en menos de 30 minutos y tras el coito.

Bueno saber

- La erección puede sentirse **más fría** y pivotar en la base — esto es normal.
- El anillo puede atrapar la eyaculación (se libera al quitarlo) — inofensivo.
- Para la rehabilitación, su equipo puede indicarle bombear **sin** el anillo con un horario.

Tenga cuidado / llame a su equipo si:

- Toma **anticoagulantes** fuertes, tiene un trastorno de sangrado o tiene **anemia de células falciformes** — consulte primero
- Presenta **dolor, entumecimiento, color oscuro o lesión en la piel**
- Dejó el anillo demasiado tiempo, o tiene moretones/hinchazón persistentes

Efectos comunes

- Moretones leves, entumecimiento temporal o sensación de “atrapamiento”
- Requiere algo de práctica para lograr un resultado confiable

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El VED crea una erección con succión y la retiene con un anillo en la base — opción segura, reutilizable y sin fármacos (también para rehabilitación del pene).
2. **Nunca deje el anillo más de 30 minutos** y nunca duerma con él puesto.
3. Espere una erección más fría y algo de práctica. Consulte primero a su equipo si toma anticoagulantes o tiene anemia de células falciformes.