

ACT 조절형 풍선 (여성용)

WARWIKI

환자 안내문 · 요도를 지지하여 복잡성 요실금을 개선하는 두 개의 조절형 풍선

ACT(**Adjustable Continence Therapy**, 조절형 요자제 치료)는 복잡성 요실금(복합성 요실금) — 기침, 웃음, 물건 들기, 운동 시 소변이 새는 증상 — 이 있는 여성을 위한 소형 조절형 삽입물입니다. 두 개의 작은 실리콘 풍선을 방광 경부 근처 요도 양쪽에 배치하여 요도를 부드럽게 지지하고 요자제 능력을 개선합니다. 남성용 제품(ProACT)과 마찬가지로, 수술 후 외래에서 풍선 용량을 조절할 수 있습니다.

작용 원리

복합성 요실금은 요도 아래쪽 지지력과 폐쇄압이 약해질 때 발생합니다. 두 개의 풍선이 요도 양옆에서 조절 가능한 지지력을 더해 주어, 힘을 줄 때 요도가 닫힌 상태를 유지하게 합니다 — 요도를 **완전히 조이지 않으면서**. 각 풍선은 음순 피부 아래의 작은 **주입 포트**와 연결되어 있으며, 의사가 이를 통해 풍선의 양을 조절합니다.

나에게 적합한가요?

- **복합성 요실금**에 사용할 수 있는 선택지로, 이전 요실금 수술이 효과적이지 않았거나 괄약근이 약한 경우(ISD)에 고려합니다
- 최소 침습적이고 **조절 가능하며 가역적인** 방법을 원하는 경우에 적합합니다
- **국가별 이용 가능 여부가 다릅니다** — 전문 의료기관에서 시행되며 모든 곳에서 제공되지는 않으니, 귀하의 지역에서 이용 가능한지 담당 의사에게 문의하세요
- 주로 **골반장기탈출증**이나 **과민성 방광**으로 인한 요실금에는 덜 적합합니다

용어 설명

복합성 요실금

기침, 웃음, 물건 들기, 운동 시 소변이 새는 증상.

방광경부

방광과 요도(배출관)가 만나는 부위.

조절형 풍선

부드럽고 조절 가능한 지지력을 제공하는 소형 실리콘 풍선.

주입 포트

풍선 용량 조절에 사용하는 음순 피부 아래의 작은 밸브.

적정 조절

외래 방문을 통해 풍선 내 생리식염수 양을 단계적으로 맞추는 과정.

ISD

요도 괄약근 기능부전 — 요도 폐쇄 근육이 약한 상태.

아픈가요? 풍선은 마취(전신마취, 척수마취, 또는 국소마취+진정) 하에 **단기 수술**로 삽입하며, 대개 **당일 외래 수술**로 질 입구 근처의 작은 구멍을 통해 시행됩니다 — 큰 절개가 없습니다. 수술 후 며칠간 약간의 통증과 부기가 있을 수 있습니다. 이후 외래 조절 시에는 주입 포트에 작은 바늘을 사용하는 간단한 처치입니다.

시술 과정

- 1 마취 후 **X선 또는 초음파** 유도 하에, 집도의가 질 입구 옆의 작은 구멍을 통해 방광경부 근처 요도 **양쪽에** 풍선을 각각 삽입합니다.
- 2 연결 튜브를 음순 피부 아래의 **두 주입 포트**로 연결합니다.
- 3 풍선은 거의 빈 상태로 시작하며, 회복 기간을 갖습니다.

기기 조절

- 몇 주 후, 의료진이 **외래에서** 음순 포트를 통해 소량의 생리식염수를 주입합니다 — 간단한 바늘 처치로, 수술이 아닙니다.
- 요자제가 충분히 개선되면서도 **배뇨에 불편함이 없을** 때까지 여러 차례 방문하며 조절합니다.
- 언제든지 용량을 늘리거나 줄일 수 있으며, 필요 시 기기 전체를 **제거**할 수 있습니다.

후

- 며칠간 가벼운 통증, 부기, 멍이 있을 수 있습니다. 잠시 동안 무거운 물건 들기와 격한 활동을 피하세요.
- 요실금은 풍선 조절이 진행되면서 **점진적으로** 개선됩니다 — 바로 효과가 나타나지 않을 수 있습니다.
- 향후 수술이나 영상 검사 시 삽입물이 있음을 반드시 알려주세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- **소변을 보기 어렵거나** 전혀 볼 수 없는 경우 (풍선이 너무 많이 채워졌거나 부기일 수 있음)
- 삽입 부위에 발열, 점점 심해지는 통증, 발적, 분비물이 있는 경우 (감염 가능성)
- 새로운 질 불쾌감 또는 분비물, 혈뇨가 생긴 경우 (미란 가능성)

기억할 세 가지

1. ACT는 두 개의 조절형 풍선으로 요도를 지지하여 복잡성 요실금을 줄여 줍니다 — 최소 침습적이고 가역적입니다.
2. 작은 구멍을 통해 삽입한 후, 음순 포트를 이용해 외래에서 여러 번 조절합니다.
3. 주로 재발성 요실금이나 괄약근이 약한 경우에 사용하며, 국가별 이용 가능 여부가 다릅니다 — 소변을 볼 수 없거나 감염 증상이 있으면 즉시 연락하세요.