

보행성 요역동학 검사 (도뇨관 불필요)

환자 안내문 · 일상생활 중 시행하는 무선 방광 검사

WARWIKI

이 검사는 도뇨관 없이 방광 기능을 확인하는 새로운 방법입니다. 작은 무선 센서를 방광 안에 넣은 채로 물을 마시고 움직이며 평소처럼 생활하는 동안 방광 압력을 측정합니다. 따라서 병원에서의 짧은 검사보다 실제 방광 상태를 더 정확히 파악할 수 있습니다.

이 검사에 대하여

일반 요역동학 검사(urodynamics)는 병원에서 튜브를 통해 방광에 생리식염수를 채우는 방식입니다. 이 검사는 다릅니다:

- 마취 젤을 바른 후 작고 부드러운 **링 모양 센서**를 요도를 통해 방광 안에 삽입합니다. 1분도 걸리지 않습니다.
- 측정값을 기록하는 소형 **무선 수신기**를 몸에 착용합니다.
- 방광은 **물을 마시면서 자연스럽게 채워지고**, 센서를 낀 상태에서 **평소처럼 소변을 봅니다**.

일상 활동 중 측정하므로, 일반 검사가 불편하거나 결과가 불명확했을 때, 또는 증상이 간헐적으로 나타날 때 도움이 됩니다. 일반 도뇨관이 배뇨를 방해할 수 있는 경우에도 더 실제적인 결과를 얻을 수 있습니다.

안전한가요?

초기 연구 결과는 양호합니다. 센서는 배뇨 시 제자리를 유지하고 소변 줄기를 막지 않도록 설계되었으며, 초기 연구에서 심각한 문제는 보고되지 않았습니다. 위험은 짧은 도뇨관 삽입과 비슷합니다 — 가벼운 따끔거림과 요로감염(UTI)의 소량 가능성이 있습니다. 이 기기는 방광 압력만 측정하므로 일반 검사의 모든 항목을 대체하지는 않습니다.

용어 설명

보행성(Ambulatory)

병원에 누워 있지 않고 일상생활을 하면서 검사를 받는 방식입니다.

센서(Sensor)

방광 안에 넣어 압력을 측정하는 작은 링 모양 기기입니다.

무선 수신기

센서의 측정값을 기록하는 소형 기기로 몸에 착용합니다.

도뇨관 불필요

일반 요역동학 검사와 달리 검사 중 튜브를 유치하지 않습니다.

자연 충전(Natural fill)

물을 마시으로써 방광이 자연스럽게 채워지는 방식입니다.

배뇨(Void)

소변을 보는 것 — 센서가 있는 상태에서 평소처럼 합니다.

배뇨 일지

검사 중 음수 및 배뇨 시간을 기록하는 간단한 일지입니다.

요역동학 검사

방광이 소변을 저장하고 배출하는 기능을 측정하는 검사입니다.

아픈가요? 센서 삽입은 마취 젤을 바른 후 몇 초 만에 완료되며, 짧은 압박감 정도만 느껴집니다. 대부분의 환자는 이후 센서를 거의 느끼지 못하고 정상적으로 움직이며 소변을 봅니다. 제거도 빠릅니다 — 작은 실을 이용해 요도로 부드럽게 빼냅니다.

준비 방법 (검사 전)

- 준비할 것은 거의 없습니다. 물을 마실 준비를 하고 의료진이 안내하는 모니터링 시간 동안 머물 수 있도록 오세요.
- 평소 복용하는 약은 계속 드셔도 됩니다. 방광 관련 약을 잠시 중단해야 하는지는 미리 확인하세요.
- 요청 시 검사 중 음수 및 배뇨 시간을 기록하는 간단한 일지를 작성하세요.

다음에 해당하면 미리 의료진에게 알려 주세요:

- **요로감염 증상**(따끔거림, 발열, 혼탁하거나 냄새가 강한 소변)이 있는 경우 — 활동성 감염이 있으면 검사가 연기될 수 있습니다.
- 혈액 희석제를 복용 중이거나 알레르기가 있는 경우

진행 과정

- 1 요도 입구를 깨끗이 닦고 마취 젤을 바릅니다.
- 2 작은 링 센서를 요도를 통해 방광 안으로 부드럽게 삽입하고, 무선 수신기를 착용합니다.
- 3 물을 마시고 평소처럼 움직이는 동안 센서가 측정하며, 소변이 마려우면 평소처럼 배뇨합니다.
- 4 모니터링이 끝나면 실을 이용해 센서를 요도로 부드럽게 제거합니다.

후

- 즉시 일상생활로 복귀할 수 있습니다.
- 하루 정도 소변 볼 때 가벼운 따끔거림이 있을 수 있습니다. 물을 충분히 마시면 증상이 완화됩니다.
- 소변에 연한 핑크색이 잠시 나타날 수 있습니다. 흔한 증상이며 보통 하루 이내에 사라집니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 배뇨 곤란 또는 소변이 전혀 나오지 않는 경우
- 심한 혈뇨 또는 소변 내 혈전
- 통증이 점점 심해지는 경우

기억할 세 가지

1. 이 검사는 도뇨관 없이 진행하는 무선 방광 검사입니다. 작은 센서가 일상생활 중 방광 상태를 기록합니다.
2. 준비할 것이 거의 없습니다. 물을 마실 준비를 하고 모니터링 시간 동안 머무세요. 일지를 요청 받으면 작성하고, 감염 증상이 있으면 미리 알려주세요.
3. 삽입과 제거는 몇 초면 끝나며 검사 후 바로 귀가합니다. 하루 정도의 가벼운 따끔거림이나 연한 핑크색 소변은 정상입니다. 물을 충분히 마시고, 발열·심한 혈뇨·배뇨 곤란 시 즉시 연락하세요.