

진공 발기 보조기구 (VED)

WARWIKI

환자 안내문 · 약 없이 음경에 혈액을 유입시켜 발기를 유도하는 기기

진공 발기 보조기구(VED), 일명 “음경 펌프”는 약물 없이 부드러운 흡입으로 음경 내로 혈액을 유입시킨 후, 음경 기저부에 부드러운 링을 채워 발기를 유지하는 기기입니다. 발기부전 치료와 전립선 수술 후 음경 재활에 활용됩니다. 안전하고 반복 사용이 가능하며 많은 남성에게 적합한 선택입니다.

작용 원리

음경 위에 플라스틱 실린더를 씌우고 공기를 빼내면, 생성된 진공이 혈액을 유입시켜 발기가 이루어집니다. 이후 **압박 링(텐션 링)**을 기저부에 끼우고 진공을 해제한 뒤 실린더를 제거하면, 성교 동안 발기가 유지됩니다.

적합한 대상

- **약물이 아닌** 방법을 원하거나 발기부전 약을 복용할 수 없는 분
- 전립선 수술 후 조직 건강 유지를 위한 **음경 재활**이 필요한 분
- 다른 발기부전 치료와 병행 사용 가능

용어 설명

VED

진공 발기 보조기구 — 흡입으로 발기를 유도하는 펌프.

실린더

진공을 만들기 위해 음경 위에 씌우는 튜브.

압박 링(텐션 링)

발기를 유지하기 위해 기저부에 끼우는 부드러운 링.

음경 재활

전립선 수술 후 등의 상황에서 음경 조직의 건강을 유지하는 것.

발기부전(ED)

성교에 충분한 발기를 얻거나 유지하기 어려운 상태.

반드시 지켜야 할 한 가지 규칙 압박 링을 **30분 이상** 착용하지 마세요. 오래 착용하면 혈류가 차단되어 음경이 손상될 수 있습니다. 성교 후 즉시 링을 제거하고, 착용한 채로 잠들지 마세요.

사용 방법

- 1 수용성 윤활제를 바른 후 실린더를 몸에 밀착시켜 씹습니다.
- 2 발기가 될 때까지 천천히 공기를 빼냅니다(통증이 있으면 중단하세요).
- 3 기저부에 **텐션 링**을 끼운 뒤 진공을 해제하고 실린더를 제거합니다.
- 4 **30분 이내**, 그리고 성교 후에는 반드시 링을 제거하세요.

알아두세요

- 발기된 음경이 **차갑게** 느껴지거나 기저부에서 움직일 수 있는데 이는 정상입니다.
- 링 때문에 사정이 잠시 막힐 수 있으나(링 제거 시 배출), 해롭지 않습니다.
- 재활 목적으로는 링 없이 일정에 따라 펌프를 사용하도록 의료진이 안내할 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 강한 **항응고제**를 복용 중이거나 출혈 장애, **겸상 적혈구 빈혈**이 있는 경우 — 사전에 확인 필요
- **통증, 무감각, 색 변화, 또는 피부 손상**이 생긴 경우
- 링을 너무 오래 착용했거나 지속적인 멍·부기가 있는 경우

흔히 나타나는 증상

- 가벼운 멍, 일시적인 무감각, 또는 “압박감”
- 익숙해지기까지 약간의 연습이 필요합니다

기억할 세 가지

1. VED는 흡입으로 발기를 유도하고 기저부 링으로 유지하는 안전하고 재사용 가능한 비약물 기기입니다(음경 재활에도 사용됩니다).
2. 링을 **30분 이상 착용하지 마세요**. 착용한 채로 잠들지 마세요.
3. 음경이 차갑게 느껴지고 적응 연습이 필요합니다. 항응고제를 복용 중이거나 겸상 적혈구 빈혈이 있다면 먼저 의료진과 상담하세요.