

페서리는 질 안에 삽입하여 골반장기탈출증(**pelvic organ prolapse**)을 지지하는 부드럽고 제거 가능한 기기입니다. 일부 종류는 복압성 요실금에도 도움이 됩니다. 수술 없이 불룩감과 압박감을 완화하는 안전한 선택지로, 많은 환자에게 일시적 방법이 아닌 편안한 장기적 해결책이 됩니다.

도움이 되는 방식

페서리가 질 안에서 **처진 장기를 정상 위치로 받쳐** 불룩함·무거운 느낌·압박감을 덜어줍니다. 특정 모양의 페서리는 요도도 지지하여 기침이나 활동 시 발생하는 **복압성 요실금**을 줄여줍니다.

맞춤(피팅)

페서리는 모양과 크기가 다양합니다. **링형(ring)**이 가장 흔하며, 탈출이 심한 경우 Gellhorn 같은 다른 종류를 사용합니다. 의료진이 외래에서 **맞춤(피팅)**을 진행하며, 편안하면서도 제자리를 유지하는 크기를 찾기 위해 한두 가지 크기를 시도할 수 있습니다. 제대로 맞은 페서리는 느껴지지 않고, 빠지거나 통증을 유발하지 않아야 합니다.

조직을 건강하게 유지하기 위해 **질 에스트로젠**을 함께 사용하도록 권장하는 경우가 많습니다.

용어 설명

페서리

탈출증을 지지하는 제거 가능한 질 내 기기.

탈출증

골반 장기가 내려와 불룩감이나 압박감을 유발하는 상태.

링형 페서리

가장 흔하고 단순한 종류; 본인이 직접 관리하는 경우가 많습니다.

Gellhorn

탈출이 심한 경우에 사용하는 지지용 페서리.

맞춤(피팅)

편안하게 자리를 잡는 크기와 모양을 선택하는 과정.

미란(Erosion)

관리를 소홀히 하면 생길 수 있는 작은 상처 — 예방 가능합니다.

질 에스트로젠

조직 보호를 위해 페서리와 함께 흔히 사용합니다.

아픈가요? 활동할 수 있나요? 제대로 맞은 페서리는 느껴지지 않을 만큼 편안하며, 운동을 포함한 일상 활동을 그대로 유지할 수 있습니다. 많은 분들이 평소에는 그냥 삽입해 두고 세척할 때만 꺼냅니다. 딱 맞는 크기를 찾는 데 한두 번의 방문이 필요할 수 있습니다.

관리 방법

- 1 **자가 관리:** 많은 분들이 직접 꺼내어 비누와 물로 세척(cleaning)한 뒤 다시 삽입하는 법을 배웁니다 — 매일 밤, 매주, 또는 지시에 따라 합니다.
- 2 **의료진 관리:** 직접 꺼내지 않는 경우 **정기적으로 외래**(보통 몇 달마다)를 방문하여 세척 및 확인을 받습니다.
- 3 어떤 방법이든 **정기 추적 관찰**을 유지하여 조직 건강을 지키세요.
- 4 자극을 예방하기 위해 권장된다면 질 에스트로젠을 사용하세요.

예상 사항

- 약간의 **분비물**은 흔하며 관리할 수 있습니다.
- 링형 페서리는 대개 삽입한 상태에서도 성생활이 가능합니다(일부 종류는 먼저 꺼냅니다).

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 골반 통증, 새로 생긴 출혈, 또는 악취가 나는 분비물
- 페서리가 빠졌거나 꺼낼 수 없는 경우
- 소변을 보거나 대변을 보기 어려운 경우
- 추적 관찰을 놓친 경우 — 오랫동안 방치하면 상처가 생길 수 있습니다

알아두세요

- 페서리는 언제든지 시도해보고 중단할 수 있습니다.
- 수술을 피하거나 미루고 싶을 때 좋은 선택입니다.

기억할 세 가지

1. 페서리는 골반장기탈출증(일부는 복압성 요실금)을 지지하는 제거 가능한 기기로, 안전하고 비수술적인 장기적 선택지입니다.
2. 외래에서 맞춤(피팅)을 진행하며, 제대로 맞으면 편안하고 자리를 유지합니다. 질 에스트로젠이 조직 보호에 도움이 됩니다.
3. 직접 또는 정기 방문을 통해 관리하고 추적 관찰을 유지하세요. 통증·출혈·악취가 나는 분비물·꺼낼 수 없는 페서리가 있으면 즉시 알려주세요.