

Vacuum Erection Device (VED)

Impormasyon para sa Pasyente · Isang device na gumagamit ng suction para makalikha ng erection

WARWIKI

Ang vacuum erection device (VED), o “penis pump,” ay nagbibigay ng pagtigas ng ari (erection) nang walang gamot sa pamamagitan ng mahinahong suction upang **magdala ng dugo sa ari (penis)**, pagkatapos ay pinanatili ito ng malambot na singsing sa dulo. Ginagamit ito para sa **erectile dysfunction** at para sa **penile rehabilitation** pagkatapos ng operasyon sa prostate. Ito ay ligtas, maaaring gamitin nang paulit-ulit, at magandang pagpipilian para sa maraming lalaki.

Paano Ito Gumagana

Ilagay ang plastic na cylinder sa ibabaw ng ari at i-pump palabas ang hangin. Ang nagresultang vacuum ay humihila ng dugo papasok at lumilikha ng erection. Pagkatapos ay i-slide ang **constriction (tension) ring** sa dulo para pigilan ang dugo, alisin ang cylinder, at ang erection ay magtatagal para sa pakikipagtalik.

Para Kanino Ito

- Mga lalaking mas gusto ang **hindi gamot** na opsyon, o hindi makainom ng ED pills
- **Penile rehabilitation** pagkatapos ng operasyon sa prostate (para mapanatiling malusog ang tissue)
- Maaaring gamitin kasabay ng iba pang paggamot sa ED

MGA TERMINO

VED

Vacuum erection device — isang pump na lumilikha ng erection sa pamamagitan ng suction.

Cylinder

Ang tubo na inilalagay sa ibabaw ng ari para lumikha ng vacuum.

Constriction (tension) ring

Ang malambot na singsing na inilalagay sa dulo para mapanatili ang erection.

Penile rehabilitation

Pananatiliing malusog ang tissue ng ari, hal., pagkatapos ng operasyon sa prostate.

Erectile dysfunction (ED)

Kahirapan sa pagtigas o pagpapanatili ng erection para sa pakikipagtalik.

ANG ISANG MAHALAGANG PATAKARAN SA ORAS Huwag hayaang nakasuot ang constriction ring nang higit sa **30 minuto**. Kung matagal itong nakasuot, mapipigilan ang daloy ng dugo at maaaring masugatan ang ari. Alisin ang singsing pagkatapos ng pakikipagtalik, at huwag matulog habang nakasuot ito.

Paano Gamitin

- 1 Mag-apply ng water-based lubricant; ilagay nang maayos ang cylinder sa katawan.
- 2 Mag-pump nang dahan-dahan para bumuo ng vacuum hanggang magkaroon ng erection (tigilan kung masakit).
- 3 I-slide ang **tension ring** sa dulo, pagkatapos ay ilabas ang vacuum at alisin ang cylinder.
- 4 **Alisin ang singsing sa loob ng 30 minuto**, at pagkatapos ng pakikipagtalik.

Mahalagang Malaman

- Ang erection ay maaaring maramdamang **mas malamig** at maaaring gumalaw sa dulo — normal ito.
- Ang ejaculation (paglabas ng tamod) ay maaaring mapigilan ng singsing (lalabas kapag inalis na) — hindi mapanganib.
- Para sa rehabilitation, maaaring ipagawa sa inyo ng inyong care team na mag-pump **nang walang** singsing ayon sa iskedyul.

Mag-ingat / tawagan ang inyong care team kung kayo ay:

- Umiinom ng matalakas na **blood thinners** o may bleeding disorder, o may **sickle cell disease** — kumonsulta muna
- Nakaramdam ng **sakit, pamamanhid, maitim na kulay, o sugat sa balat**
- Napatagal na nakasuot ang singsing, o may pangmatagalang pasa o pamamaga

Karaniwang Side Effect

- Banayad na pasa, pansamantalang pamamanhid, o “nakulong” na pakiramdam
- Kailangan ng kaunting pagsasanay para makuha ang maaasahang resulta

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang VED ay lumilikha ng erection sa pamamagitan ng suction at pinapanatili ito ng singsing sa dulo — isang ligtas, paulit-ulit na magagamit, at walang gamot na opsyon (ginagamit din para sa penile rehab).
2. **Huwag hayaang nakasuot ang singsing nang higit sa 30 minuto**, at huwag matulog habang nakasuot ito.
3. Asahan ang mas malamig na erection at kaunting pagsasanay. Kumonsulta muna sa inyong care team kung umiinom kayo ng blood thinners o may sickle cell disease.