

ACT (Adjustable Continence Therapy) هو غرسة صغيرة قابلة للضبط للنساء اللواتي يعانين من سلس البول الإجهادي (SUI) — أي التسرب عند السعال أو الضحك أو الرفع أو التمرين. يُوضع بالونان صغيران من السيليكون على جانبي الإحليل بالقرب من عنق المثانة لدعمه بلطف وتحسين التحكم. وكما في نظيره الذكوري (ProACT)، يمكن ضبط البالونات في العيادة بعد الجراحة.

كيف تعمل

يحدث سلس البول الإجهادي حين يضعف الدعم وضغط الإغلاق تحت الإحليل. يُضيف البالونان دعمًا لطيفًا قابلاً للضبط على جانبي الإحليل ليبقى مغلقًا أثناء المجهود — دون ضغطه كثيرًا. يتصل كل بالون بمنفذ صغير تحت جلد الشفر يستخدمه الجراح لضبط الحجم.

هل يناسبني؟

- خيار لعلاج سلس البول الإجهادي (SUI)، يُؤخذ بعين الاعتبار عادةً حين تفشل جراحة سلس سابقة أو يكون عضلة الإغلاق ضعيفة (ISD)
- مناسب إذا كنتِ تريدين خيارًا قابلاً للضبط والإزالة بتدخل بسيط
- يتفاوت توفّره من بلد لآخر — يُستخدم في مراكز متخصصة وليس متاحًا في كل مكان؛ اسألي جراحك عن توفّره لديك
- أقل ملاءمةً إذا كان السلس ناتجًا أساسًا عن هبوط الأعضاء أو فرط نشاط المثانة (OAB)

تعلم المصطلحات

سلس البول الإجهادي

تسرب البول عند السعال أو الضحك أو الرفع أو التمرين.

عنق المثانة

المنطقة التي تلتقي فيها المثانة بالإحليل (أنبوب التصريف).

البالون

بالون سيليكون صغير يُضيف دعمًا لطيفًا قابلاً للضبط.

المنفذ (Port)

صمام صغير تحت جلد الشفر يُستخدم لضبط البالون.

ضبط الجرعة (Titration)

الضبط التدريجي لسائل البالون عبر زيارات العيادة.

ISD

قصور العضلة الداخلية للإحليل — ضعف عضلة الإغلاق.

هل سيؤلم؟ يُزرع البالون خلال عملية قصيرة تحت التخدير (عام أو شوكي، أو موضعي مع تهدئة)، وعادةً كإجراء يومي عبر ثقب صغيرة بالقرب من فتحة المهبل — دون شق كبير. قد تشعرين ببعض الألم والتورم لأيام قليلة. عمليات الضبط اللاحقة في العيادة سريعة وتستخدم إبرة صغيرة فقط عند المنفذ.

كيف يُجرى

بعد

- ألم خفيف وتورم أو كدمات لأيام قليلة؛ تجنّبي الرفع الثقيل والنشاط المجهّد مؤقتًا.
- يتحسن السلس تدريجيًا مع ضبط البالونات — وليس دائمًا فورًا.
- أخبري أي جراح أو فريق تصوير مستقبلي بوجود هذا الغرس.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- صعوبة في التبول أو عدم القدرة على التبول (قد يكون البالون ممتلئًا أكثر من اللازم، أو بسبب التورم)
- حمى، أو ألم متزايد، أو احمرار، أو إفرازات في موضع الجرح (احتمال عدوى)
- إزعاج مهبلي جديد أو إفرازات، أو دم في البول (احتمال تآكل)

ثلاثة أمور تذكرها

1. يستخدم ACT بالونين قابلين للضبط لدعم الإحليل والحد من سلس البول الإجهادي — بتدخل بسيط وقابل للإزالة.
2. يُزرع عبر ثقب صغيرة، ثم يُضبط في العيادة على عدة زيارات عبر منفذ الشفر.
3. يُستخدم غالبًا لسلس متكرر أو ضعف العضلة الداخلية؛ توقّره يتفاوت بحسب البلد — اتصلي فورًا إذا تعرّض التبول أو ظهرت علامات عدوى.

1

تحت التخدير، ويتوجّه من الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية، يضع الجراح البالونًا على كل جانب من الإحليل بالقرب من عنق المثانة عبر ثقب صغيرة بجانب فتحة المهبل.

2

تُمرّر الأنابيب الرابطة إلى منفذين تحت جلد الشفر.

3

تبدأ البالونات شبه فارغة وتترك للنتام.

ضبط الجهاز

- بعد أسابيع قليلة، يُضيف فريقك الطبي سائلًا عبر منفذ الشفر في العيادة — وخز إبرة سريع دون جراحة.
- يُكرّر على عدة زيارات حتى تحسلي على تحكم جيد دون صعوبة في التبول.
- قابل للضبط زيادةً أو نقصانًا في أي وقت؛ ويمكن إزالة الجهاز بالكامل إذا لزم.