

Pompe à vide (VED)

Information pour le patient · Dispositif non médicamenteux qui attire le sang pour créer une érection

WARWIKI

La pompe à vide (érecteur à dépression, ou VED), parfois appelée « pompe pénienne », produit une érection sans médicament en utilisant une légère aspiration pour **attirer le sang dans le pénis**, puis en le maintenant avec un anneau souple à la base. Elle est utilisée pour traiter la dysfonction érectile et favoriser la **réhabilitation pénienne** après une chirurgie de la prostate. Elle est sûre, réutilisable et convient à de nombreux hommes.

Comment ça fonctionne

Vous placez un cylindre en plastique sur le pénis et vous pompez l'air à l'intérieur. Le vide créé attire le sang et produit une érection. Vous faites ensuite glisser un **anneau constricteur (de tension)** à la base pour maintenir le sang en place, retirez le cylindre, et l'érection dure le temps du rapport sexuel.

À qui s'adresse ce dispositif ?

- Hommes préférant une option **sans médicament**, ou ne pouvant pas prendre de pilules contre la dysfonction érectile
- **Réhabilitation pénienne** après une chirurgie de la prostate (pour maintenir les tissus en bonne santé)
- Peut être associé à d'autres traitements de la dysfonction érectile

COMPRENDRE LES TERMES

VED

Pompe à vide (érecteur à dépression) — une pompe qui crée une érection par aspiration.

Cylindre

Le tube placé sur le pénis pour créer le vide.

Anneau constricteur (de tension)

L'anneau souple placé à la base pour maintenir l'érection.

Réhabilitation pénienne

Maintien de la santé des tissus péniers, notamment après une chirurgie de la prostate.

Dysfonction érectile (DE)

Difficulté à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour un rapport sexuel.

LA RÈGLE DES 30 MINUTES Ne laissez jamais l'anneau constricteur en place **plus de 30 minutes**. Le laisser trop longtemps coupe la circulation sanguine et peut blesser le pénis. Retirez l'anneau immédiatement après le rapport sexuel, et ne vous endormez jamais avec.

Comment l'utiliser

- 1 Appliquez un lubrifiant à base d'eau ; placez le cylindre fermement contre le corps.
- 2 Pompez lentement pour créer le vide jusqu'à obtenir une érection (arrêtez si vous ressentez une douleur).
- 3 Faites glisser l'**anneau de tension** à la base, relâchez le vide puis retirez le cylindre.
- 4 **Retirez l'anneau dans les 30 minutes**, et après le rapport sexuel.

Bon à savoir

- L'érection peut sembler **plus froide** et pivoter à la base — c'est normal.
- L'éjaculation peut être retenue par l'anneau (libérée à son retrait) — sans danger.
- Pour la réhabilitation, votre équipe peut vous demander de pomper **sans** l'anneau selon un programme défini.

Soyez prudent / appelez votre équipe soignante si vous :

- Prenez des **anticoagulants puissants**, avez un trouble de la coagulation ou une **drépanocytose** — consultez d'abord
- Ressentez une **douleur, un engourdissement, une coloration foncée ou une lésion cutanée**
- Avez laissé l'anneau trop longtemps ou présentez des ecchymoses ou un gonflement persistants

Effets courants

- Légères ecchymoses, engourdissement temporaire ou sensation de « blocage »
- Un peu de pratique est nécessaire pour obtenir un résultat fiable

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La pompe à vide crée une érection par aspiration et la maintient avec un anneau à la base — une option sûre, réutilisable et sans médicament (aussi utilisée pour la réhabilitation pénienne).
2. **Ne laissez jamais l'anneau plus de 30 minutes** et ne vous endormez jamais avec.
3. L'érection sera plus froide et demandera un peu de pratique. Consultez votre équipe en premier si vous prenez des anticoagulants ou souffrez de drépanocytose.