

يستخدم العلاج بالشّد القضيبي جهازًا يُطَبَّق شَدًّا لطيفًا ومستمرًا على القضيب بمرور الوقت. يُستخدم أساسًا لعلاج مرض بيروني (لتقليل الانحناء والمساعدة في الحفاظ على الطول)، وكذلك لإعادة تأهيل القضيب — مثلًا للحفاظ على الطول بعد جراحة الدعامة. وهو علاج غير جراحي وآمن، لكنه يعمل فقط مع الاستخدام اليومي المنتظم لأشهر.

كيف يعمل

يُشَجَّع الشّد اللطيف المستمر الأنسجة والندبة (اللوحة) على إعادة التشكّل تدريجيًا، مما قد يُقلّل الانحناء ويساعد في الحفاظ على الطول. التأثير متواضع وتدرجي — هذا علاج بطيء ومطرد، وليس حلًا سريعًا. وكثيرًا ما يُجمع مع علاجات أخرى لمرض بيروني.

ما الذي تتوقعه

- تضع الجهاز لمدة محددة كل يوم وفق تعليمات طرازك تحديدًا (بعض الطرازات تُلبس لفترات أطول؛ والأحدث يُستخدم في جلسات قصيرة عدة مرات يوميًا).
- تتراكم النتائج على مدى أشهر عدة — الانتظام هو المفتاح.
- أفضل النتائج تأتي في المرحلة النشطة من مرض بيروني أو بالتزامن مع علاجات أخرى.

تعلم المصطلحات

العلاج بالشّد

استخدام جهاز لشدّ القضيب برفق بمرور الوقت.

مرض بيروني

نسيج ندبي يُعَوِّج القضيب — السبب الرئيسي لاستخدام الشّد.

اللوحة

النسيج الندبي الذي يساعد الشّد على إعادة تشكيله.

إعادة التأهيل القضيبي

الحفاظ على الطول والوظيفة، مثلًا بعد جراحة الدعامة.

المرحلة النشطة مقابل المستقرة

ما إذا كان انحناء بيروني لا يزال يتغير أو استقر.

هل يُجدي فعلاً؟ يمكنه تحقيق تحسّن حقيقي ومتواضع في الانحناء والطول — لكن فقط إذا استخدمته بانتظام لأشهر. فكّر فيه كعلاج طبيعي للقضيبي: تدريجي ويعتمد على الالتزام. لن يُقوّم انحناءً شديداً وحده، ويعمل بشكل أفضل مع الحقن أو الجراحة.

الاستخدام الآمن

- 1 اتّبع تعليمات مدة الارتداء والشد الخاصة بجهازك بدقة — لا تُشدّد أكثر من اللازم.
- 2 استخدمه على القضيبي في حالة الارتخاء؛ أوقف الجلسة إذا شعرت بخدر أو تغيّر لون أو ألم.
- 3 ازد مدة الارتداء تدريجياً حتى تعتاد عليه.
- 4 نظّف الجهاز بانتظام وخذ فترات راحة كما هو موصى به.

معلومات مفيدة

- الجهاز غير ملفت للنظر ويُستخدم في المنزل؛ ويجمعه كثيرون مع علاجات بيروني الأخرى.
- الصبر ضروري — قيّم النتائج على مدى أشهر لا أيام.
- اسأل فريقك الطبي عن الجهاز والجدول الزمني المناسبين.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- خدر أو قضيبي بارد أو شاحب أو مزرق لا يتعافى سريعاً
- ألم مستمر أو تهتك جلدي أو قروح
- تفاقم الانحناء أو ظهور كتل جديدة

آثار جانبية شائعة

- احمرار مؤقت أو علامات في موضع الجهاز
- إزعاج خفيف يزول مع التكيف

ثلاثة أمور تنكّرها

1. شدّ العلاج بالشد القضيبي القضيبي برفق لتقليل انحناء بيروني والمساعدة في الحفاظ على الطول — علاج غير جراحي وآمن.
2. يعمل فقط مع الاستخدام اليومي المنتظم لأشهر؛ النتائج تدريجية ومتواضعة وكثيراً ما تُجمع مع علاجات أخرى.
3. لا تُشدّد أكثر من اللازم. أوقف الاستخدام واتصل بفريقك الطبي عند الخدر أو تغيّر اللون أو الألم المستمر.