

ProACT هو جهاز زرع صغير قابل للضغط للرجال الذين يعانون من تسرب البول بعد جراحة البروستاتا (سلس البول الإجهادي). يُزرع بالونان سيليكونيان صغيران على جانبي الإحليل (مجرى البول) أسفل المثانة مباشرةً لدعمه بلطف وتحسين التحكم. والميزة الرئيسية أن البالونات يمكن ضبطها دقيقاً في العيادة بعد الجراحة — بإضافة السائل أو سحبه حتى يُحقّق التوازن الأمثل.

كيف تعمل

بعد جراحة البروستاتا قد يضعف العضلة التي تحبس البول. يُضيف البالونان دعماً لطيفاً وقابلاً للضغط عند عنق المثانة فيُعَلِّق الإحليل بشكل أفضل عند السعال أو الرفع أو الحركة — دون إغلاقه كلياً. يتصل كلٌّ من البالونين بمنفذ صغير تحت جلد كيس الصفن يستخدمه الجراح لضبط الملء.

هل يناسبني هذا الجهاز؟

- خيار مناسب لتسرب خفيف إلى متوسط بعد جراحة البروستاتا
- مناسب إذا كنت تفضّل خياراً محدود التدخل قابلاً للضغط والعكس، أو لا ترغب في جهاز سداة المجرى الاصطناعي (AUS) أو لا تصلح له
- أقل ملاءمةً للتسرب الشديد، وغير موصى به عادةً بعد الإشعاع الحوضي (نسبة نجاح أدنى وخطر أعلى لاختراق البالون للنسيج)
- قد يكون خطوةً في العلاج — بعض الرجال يلجؤون لاحقاً إلى AUS

تعلم المصطلحات

سلس البول الإجهادي

تسرب البول عند السعال أو الرفع أو ممارسة الرياضة.

عنق المثانة

منطقة التقاء المثانة بالإحليل (مجرى البول).

البالون

بالون سيليكوني صغير يُضيف دعماً لطيفاً وقابلاً للضغط.

المنفذ

صمّام صغير تحت جلد الصفن لضبط البالون.

الضغط التدريجي

تعديل سائل البالون على عدة زيارات عيادية.

AUS

سداة المجرى البولي الاصطناعي — جهاز زرع مختلف يعمل بكفاءة.

هل سيؤلم؟ تُزرع البالونات في عملية قصيرة تحت التخدير (عام أو شوكي أو موضعي مع تهدئة)، وعادةً كإجراء يومي عبر شقين صغيرين — دون جرح كبير. قد تشعر بال ألم خفيف وتورم لأيام قليلة. التعديلات اللاحقة في العيادة سريعة وتستخدم إبرة صغيرة فقط عند المنفذ.

كيف يُجرى

بعد

- ألم خفيف وتورم أو كدمات لأيام قليلة؛ تجنب الرفع الثقيل وركوب الدراجة أو الحصان مؤقتاً.
- يتحسن التسرب تدريجياً مع ضبط البالونات — ليس دائماً فوراً.
- أخبر أي جراح أو فريق تصوير مستقبلاً بوجود الجهاز المزروع.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- صعوبة في التبول أو عدم القدرة على التبول كلياً (قد يكون البالون ممتلئاً أكثر من اللازم أو بسبب التورم)
- حمى أو ألم متزايد أو احمرار أو إفرازات في موضع الجراحة (احتمال عدوى)
- فقدان مفاجئ للتحسن، أو دم في البول

ضبط الجهاز

- بعد أسابيع قليلة يُضيف فريقك الطبي سائلاً عبر منفذ الصفن في العيادة — بوخزة إبرة سريعة دون جراحة.
- يتكرر ذلك على عدة زيارات حتى يتحقق ضبط جيد دون صعوبة في التبول.
- يمكن الضبط بالزيادة أو النقصان في أي وقت؛ ويمكن إزالة الجهاز كاملاً عند الحاجة.

ثلاثة أمور تذكرها

1. يستخدم ProACT بالونين قابلين للضبط لدعم الإحليل وتقليل التسرب بعد جراحة البروستاتا — تدخل محدود وقابل للعكس.
2. يُزرع عبر ثقب صغيرة ثم يُضبط في العيادة على عدة زيارات عبر منفذ الصفن.
3. الأنسب للتسرب الخفيف إلى المتوسط غير المشع؛ اتصل فوراً إذا تعرّض التبول أو ظهرت علامات عدوى.