

ACT可调节球囊（女性用）

WARWIKI

患者须知 · 两个可调节球囊，支撑尿道以控制压力性漏尿

ACT（可调节控尿疗法，**Adjustable Continence Therapy**）是一种适用于患有压力性尿失禁女性的小型可调节植入装置——即咳嗽、大笑、提重物或运动时漏尿。两个微小的硅胶球囊分别置于尿道两侧、靠近膀胱颈处，对尿道提供温和支撑，改善控尿能力。与男性版本（ProACT）类似，球囊可在术后于门诊进行精细调节。

作用原理

压力性漏尿发生于尿道下方支撑力和闭合压不足时。两个球囊在尿道两侧提供温和、可调的支撑，使尿道在用力时保持闭合——而非完全压紧尿道。每个球囊通过皮下的小型**注射口**与外阴皮肤相连，医生可通过注射口调节球囊充盈度。

我适合接受该治疗吗？

- 适用于**压力性尿失禁**，尤其适合既往控尿手术效果不佳或尿道括约肌功能不足（ISD，内源性括约肌缺陷）的患者
- 适合希望选择微创、**可调节**、**可逆**方案的患者
- **各国供货情况不同**—该装置在专科中心使用，并非所有地区均可获得；请咨询您的医生当地是否可用
- 对以**盆腔脏器脱垂**或**膀胱过度活动症**为主要原因的漏尿效果较差

名词解释

压力性尿失禁

咳嗽、大笑、提重物或运动时出现的漏尿。

膀胱颈

膀胱与尿道（排尿管道）的连接处。

球囊

提供温和可调支撑的小型硅胶球囊。

注射口

置于外阴皮下的微型阀门，用于调节球囊。

滴定调节

在多次门诊随访中逐步调整球囊充盈量。

ISD

内源性括约肌缺陷——尿道闭合肌肉功能减弱。

会疼吗？ 球囊在**麻醉**（全麻、椎管内麻醉或局麻加镇静）下通过阴道口附近的小穿刺孔植入，通常为**日间手术**，无需大切口。术后数天可能有轻微酸痛和肿胀。之后在门诊进行的调节操作快捷，仅需在注射口处用细针穿刺。

操作方法

- 1 在麻醉下，医生在**X线或超声**引导下，通过阴道口旁的小穿刺孔，将球囊分别置于尿道**两侧**靠近膀胱颈处。
- 2 连接导管穿行至外阴皮下的**两个注射口**。
- 3 球囊初始几乎为空，待其愈合。

装置调节

- 数周后，医疗团队在**门诊**通过外阴注射口注入少量液体——仅需一针，无需手术。
- 经多次随访反复调节，直至控尿良好且**排尿无障碍**。
- 可随时增减充盈量；如有需要，整套装置可**取出**。

之后

- 术后数天可能有轻微酸痛、肿胀或瘀青；短期内避免重体力劳动和剧烈活动。
- 随着球囊逐步调节，漏尿会**逐渐改善**——不一定立竿见影。
- 告知今后的手术医生或影像检查人员您体内有此植入装置。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **排尿困难**或完全无法排尿（球囊可能过满，或因肿胀所致）
- 发热、疼痛加重、穿刺部位发红或有分泌物（可能提示感染）
- 新出现阴道不适或分泌物异常，或尿中带血（可能提示侵蚀）

需要记住的三件事

1. ACT通过两个可调节球囊支撑尿道，减少压力性漏尿——微创且可逆。
2. 通过小穿刺孔植入，之后在门诊经外阴注射口进行多次调节。
3. 常用于复发性漏尿或括约肌功能不足；各地供货情况不同——若无法排尿或出现感染迹象，请立即联系医疗团队。