

# 动态尿动力学检查（无导尿管）

患者须知 · 一项无线膀胱检查，您可在日常活动中完成

WARWIKI

这是一种较新的无导尿管膀胱功能检查方式。一个小型无线传感器（传感器）置入膀胱（膀胱）后，在您喝水、走动、正常生活的过程中持续记录压力（压力）——检查结果真实反映您膀胱的实际状态，而非仅凭诊室内的短暂快照。

## 关于这项检查

标准尿动力学检查（尿动力学检查）需要在诊室内插管并向膀胱注液。本检查有所不同：

- 一个小型柔软的**环形传感器**通过尿道（尿道）置入膀胱，整个过程不足一分钟，并使用麻醉凝胶减轻不适。
- 您佩戴一个小型**无线接收器**记录数据。
- 膀胱随您**正常饮水而自然充盈**，您**正常排尿（排尿）**，传感器始终在位。

由于检查跟随您真实的日常活动，对于标准检查结果不适或不明确、症状时有时无的患者尤为适用，也可在普通导尿管影响正常排空时提供更贴近真实的数据。

## 安全吗？

早期研究结果令人鼓舞。传感器设计上不会阻碍排尿，也不会堵塞尿流，早期研究未见严重不良反应。风险与短暂插管相似——轻微烧灼感以及尿路感染的低概率风险。请注意，本装置仅测量膀胱压力，无法完全替代标准检查的所有项目。

### 名词解释

#### 动态（Ambulatory）

检查在您走动、正常生活时进行，无需躺在诊室内静止不动。

#### 传感器（Sensor）

置入膀胱的小型环形装置，用于测量压力。

#### 无线接收器

您佩戴的小型装置，负责记录传感器数据。

#### 无导尿管

检查期间无需留置导管，与标准尿动力学检查不同。

#### 自然充盈

膀胱随正常饮水自然充盈，无需注液。

#### 排尿（Void）

正常排尿——传感器在位时可正常进行。

#### 排尿日记

记录饮水和排尿时间的简单表格，医疗团队可能要求您填写。

#### 尿动力学检查（Urodynamics）

评估膀胱储尿和排尿功能的系列检查。

**会疼吗？** 传感器置入仅需数秒，配合麻醉凝胶，仅感到短暂压迫感。大多数患者之后几乎感觉不到传感器的存在，可正常走动和排尿。取出同样迅速——通过细线轻轻从尿道拉出即可。

## 如何准备（检查前）

- 准备工作极少。请做好**饮水并配合监测时段**的准备，具体时长由您的医疗团队告知。
- 按常规服用**日常药物**，但请询问是否需要暂停某些膀胱药物。
- 如有要求，请在检查期间**填写简单的排尿日记**，记录饮水和排尿时间。

如有以下情况，请**提前告知您的医疗团队**：

- 有**尿路感染（尿液感染）**迹象（灼热感、发热，或尿液浑浊、气味异常）——活动性感染可能需要重新安排检查时间
- 正在服用抗凝血药，或有任何过敏史

## 检查过程

- 1 清洁尿道口并涂抹麻醉凝胶。
- 2 将小型环形传感器经尿道轻柔置入膀胱，同时佩戴无线接收器。
- 3 正常饮水和走动，传感器持续记录数据；有尿意时正常排尿即可。
- 4 监测时段结束后，通过细线经尿道轻柔取出传感器。

## 检查之后

- 检查结束后可立即**恢复正常活动**。
- 排尿时可能有**轻微灼热感**，持续约一天。多喝水有助于缓解。
- 尿液中可能出现**淡粉色**，属正常现象，通常一天内消退。

**出现以下情况请联系您的医疗团队：**

- 发热或寒战
- 排尿困难或完全无法排尿
- 大量出血或尿液中有血块
- 疼痛持续加重而非好转

## 需要记住的三件事

1. 这是一项无导尿管、无线的膀胱检查——小型传感器在您正常生活期间记录膀胱状态。
2. 准备工作极少。做好饮水和配合监测时段的准备，如有要求填写排尿日记，并提前告知医疗团队感染迹象。
3. 传感器置入和取出仅需数秒，检查后即可回家。轻微灼热感或尿液淡粉色持续一天属正常——多喝水；如出现发热、大量出血或排尿困难请及时联系医疗团队。