

骶神经调节（膀胱/肠道起搏器）

WARWIKI

患者须知 · 一种帮助稳定膀胱和肠道控制功能的植入装置

骶神经调节（SNM）是一种小型植入装置——有时称为"膀胱起搏器"——通过温和刺激尾骨附近的骶神经来控制膀胱和肠道功能。适用于其他治疗无效的膀胱过度活动症（OAB）、某些类型的尿潴留以及大便失禁。其独特优势在于：正式植入前可先进行测试。

作用原理

骶神经负责传递膀胱、肠道与大脑之间的信号。SNM发出**微弱电脉冲**，帮助这些信号恢复正常——缓解尿急和漏尿，或帮助无法排空的膀胱。您可通过手持遥控器进行操控。

适应症

- **膀胱过度活动症**（尿急、尿频、急迫性尿失禁），其他治疗无效
- **非梗阻性尿潴留**（膀胱无法排空）
- **大便失禁**

名词解释

骶神经

尾骨附近控制膀胱和肠道的神经。

神经调节

通过微弱电脉冲稳定神经信号的技术。

测试（分期）阶段

先放置临时电极导线进行试验，确认有效后再正式植入。

脉冲发生器（IPG）

植入上臀部皮下的小型电池装置。

电极导线

将刺激信号传递至神经的细导线。

遥控器

用于调节或暂停装置的手持控制器。

我怎么知道它对我有没有效果？ 这正是SNM的优势所在——您可以**先试用再决定**。先放置一根细临时导线，记录症状约1-2周。只有症状明显改善（约改善一半或以上），才进行小型永久性植入手术。

操作过程（两个步骤）

- 1 测试阶段：**在骶神经附近放置细导线（小手术）；记录症状日记1-2周，评估改善情况。
- 2 植入：**测试有效后，将小型**脉冲发生器**植入上臀部皮下并连接导线——门诊手术即可完成。
- 3 使用遥控器**按照医疗团队设定的参数调节设备。

之后

- 植入部位轻微酸痛，持续数天；短期内避免剧烈活动。
- 电池可用数年（可充电或更换）；新型装置为**MRI条件兼容**——接受影像检查时请告知医务人员。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 植入部位发红、肿胀、渗液或发热（可能感染）
- 装置部位出现新发或加重的疼痛
- 疗效突然消失**或感到刺激不适

其他须知

- 如有需要，装置可以**关闭或取出**。
- 由于可以先测试，大多数完成植入的患者对效果都有信心。

需要记住的三件事

- SNM是一种用于膀胱和肠道的小型植入“起搏器”，适用于其他治疗无效的膀胱过度活动症、尿潴留或大便失禁。
- 先**测试1-2周**；只有效果明显才进行永久性植入。
- 可通过遥控器控制，且可逆。如出现植入部位感染、新发疼痛或疗效突然消失，请立即联系医疗团队。