

真空助勃装置 (VED)

WARWIKI

患者须知 · 一种无需用药、通过负压将血液引入阴茎以产生勃起的装置

真空助勃装置 (VED)，又称"阴茎泵"，无需药物即可产生勃起——通过温和负压将血液引入阴茎，再用置于根部的软环将血液固定。该装置用于治疗勃起功能障碍 (ED)，也可在前列腺手术后辅助阴茎康复。安全、可重复使用，适合多数男性。

作用原理

将塑料筒套住阴茎，抽出筒内空气，形成的负压将血液引入阴茎产生勃起。随后将**缩窄环 (张力环)**滑至根部固定血液，取下筒体，勃起状态可维持至性交完成。

适用人群

- 偏好**无药物**方案、或不能服用ED口服药的患者
- 前列腺手术后进行**阴茎康复训练**（保持组织健康）
- 可与其他ED治疗方法联合使用

名词解释

VED

真空助勃装置 — 利用负压产生勃起的泵。

筒体

套住阴茎以产生负压的管状部件。

缩窄环 (张力环)

置于根部用于维持勃起的软环。

阴茎康复

保持阴茎组织健康，例如前列腺手术后的康复训练。

勃起功能障碍 (ED)

无法获得或维持足以完成性交的勃起。

唯一的时间规则 缩窄环佩戴时间**不得超过30分钟**。佩戴过久会阻断血流，造成阴茎损伤。性交结束后立即取下，切勿戴环入睡。

使用方法

- 1 涂抹水性润滑剂，将筒体紧贴身体套住阴茎。
- 2 缓慢抽气加压，直至产生勃起（如感到疼痛请立即停止）。
- 3 将张力环滑至根部，释放负压并取下筒体。
- 4 在30分钟内取下缩窄环，性交结束后也须立即取下。

注意事项

- 勃起时阴茎可能感觉较凉，根部略可活动 — 属正常现象。
- 射精可能被环暂时封闭（取环后释放）— 无害。
- 康复训练时，医生可能要求您按计划在不戴环的情况下使用泵。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 正在服用强效抗凝药、有出血性疾病或镰状细胞病 — 使用前请先咨询
- 出现疼痛、麻木、颜色变暗或皮肤损伤
- 缩窄环佩戴时间过长，或出现持续淤青、肿胀

常见反应

- 轻微淤青、暂时性麻木或有"压迫感"
- 需要一定练习才能获得稳定效果

需要记住的三件事

1. VED通过负压产生勃起，并用根部环维持 — 安全、可重复使用、无需药物（也可用于阴茎康复）。
2. 缩窄环佩戴不得超过30分钟，切勿戴环入睡。
3. 勃起时阴茎会较凉，需要练习。若您服用抗凝药或患有镰状细胞病，请先咨询医疗团队。