

التعديل العصبي العجزي (SNM) جهاز صغير يُزرع تحت الجلد — يُعرف أحياناً بـ"ناظم ضربات المثانة" — يُرسل نبضات كهربائية خفيفة إلى الأعصاب العجزية قرب عظم العصعص التي تتحكم في المثانة والأمعاء. يُستخدم لعلاج فرط نشاط المثانة، واحتباس البول غير الانسدادي، وسلس البراز، حين لم تُجدِ العلاجات الأخرى. ميزته الفريدة أنك تجربّه أولاً قبل الالتزام به.

كيف يعمل

تنقل الأعصاب العجزية الإشارات بين المثانة والأمعاء والدماغ. يُرسل SNM نبضات كهربائية خفيفة تُساعد على تطبيع هذه الإشارات — تُهدئ الإلحاح والتسرّب، أو تُحفّز مثانة لا تفرغ. تتحكم في الجهاز بجهاز تحكم يدوي.

ما الذي يعالجه

- فرط نشاط المثانة (إلحاح التبوّل، كثرة التبوّل، سلس البول الإلحاحي) الذي لم يستجب للعلاجات الأخرى
- احتباس البول غير الانسدادي (مثانة لا تفرغ)
- سلس البراز (التسريب المعوي غير الإرادي)

تعلم المصطلحات

الأعصاب العجزية

أعصاب قرب عظم العصعص تتحكم في المثانة والأمعاء.

التعديل العصبي

استخدام نبضات كهربائية خفيفة لتنظيم الإشارات العصبية.

مرحلة الاختبار

تجربة بسلك مؤقت لتقييم الفائدة قبل الزرع النهائي.

المود (IPG)

جهاز البطارية الصغير المزروع تحت جلد أعلى الأرداف.

السلك الرصاصي

السلك الرفيع الذي يُوصّل التنبيه إلى العصب.

جهاز التحكم

وحدة يدوية لضبط الجهاز أو إيقافه مؤقتاً.

كيف أعرف إذا كان سيفيدني؟ هذا أفضل ما فيه — تجرّبه أولاً قبل أي التزام. يُزرع سلك مؤقت رفيع وتُتابع أعراضك نحو 1-2 أسبوع. فإن تحسّنت بنسبة واضحة (نحو النصف أو أكثر)، انتقلت إلى الزرع الدائم الصغير.

كيف يُجرى (خطوتان)

- 1 مرحلة الاختبار:** يُوضع سلك رفيع قرب عصب عجزي (إجراء بسيط)؛ تُمسك يومياتك لمدة 1-2 أسبوع لقياس التحسّن.
- 2 الزرع:** إن نجح الاختبار، يُزرع مولّد صغير تحت جلد أعلى الأرداف ويتصل بالسلك — إجراء خارجي لا يستلزم إقامة.
- 3 تستخدم جهاز التحكم لضبط الإعدادات التي يُبرمجها فريقك الطبي.**

بعد

- ألم خفيف في موضع الجهاز لأيام قليلة؛ تجنّب النشاط الشاق مؤقتاً.
- البطارية تدوم سنوات (قابلة للشحن أو الاستبدال)؛ الأجهزة الحديثة متوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي — أخبر أي فريق تصوير بوجوده.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- احمرار أو تورّم أو إفراز أو حمّى (علامات عدوى محتملة)
- ألم جديد أو متعاقم في موضع الجهاز
- فقدان مفاجئ للفائدة أو تنبيه غير مريح

مفيد أن تعرف

- يمكن إيقاف الجهاز أو إزالته عند الحاجة.
- لأنك تختبره أولاً، معظم من يحصلون على الزرع الدائم واثقون من فائدته.

ثلاثة أمور تذكرها

- 1. SNM جهاز مزروع صغير كـ"ناظم ضربات" للمثانة والأمعاء، لفرط نشاط المثانة أو الاحتباس أو سلس البراز حين تفشل العلاجات الأخرى.**
- 2. تجرّبه أولاً لمدة 1-2 أسبوع؛ الزرع الدائم فقط إن أثبتت فاعلية واضحة.**
- 3. يتحكم به جهاز تحكم ويمكن عكسه. اتصل بفريقك عند عدوى الموضع أو ألم جديد أو فقدان مفاجئ للأثر.**