

ACT समायोज्य गुब्बारे (महिलाओं के लिए)

WARWIKI

रोगी जानकारी · दो समायोज्य गुब्बारे जो मूत्रमार्ग को सहारा देते हैं और तनाव रिसाव कम करते हैं

ACT (Adjustable Continence Therapy) महिलाओं के लिए एक छोटा, समायोज्य इम्प्लांट है, जो तनाव मूत्र असंयम (SUI) — खाँसने, हँसने, भारी उठाने या व्यायाम से होने वाले रिसाव — के लिए उपयोगी है। दो छोटे silicone गुब्बारे मूत्रमार्ग के दोनों ओर, मूत्राशय की गर्दन के पास रखे जाते हैं ताकि मूत्रमार्ग को सहारा मिले। इसके पुरुष समकक्ष (ProACT) की तरह, इन गुब्बारों को सर्जरी के बाद कार्यालय में ही समायोजित किया जा सकता है।

यह कैसे काम करती है

तनाव रिसाव तब होता है जब मूत्रमार्ग के नीचे का सहारा और बंद करने का दबाव कमज़ोर हो। ये दोनों गुब्बारे मूत्रमार्ग के बगल में सहारा देते हैं ताकि प्रयास के दौरान वह बंद रहे — बिना पूरी तरह दबाए। प्रत्येक गुब्बारे से एक छोटा **port** जुड़ा होता है जो labia की त्वचा के नीचे होता है; सर्जन इसी से भराव को समायोजित करते हैं।

क्या यह मेरे लिए सही है?

- **तनाव मूत्र असंयम (SUI)** के लिए एक विकल्प; विशेष रूप से जब पिछली incontinence surgery काम न की हो या बंद करने वाली मांसपेशी कमज़ोर हो (ISD)
- यदि आप न्यूनतम इनवेसिव, **समायोज्य, प्रतिवर्ती** विकल्प चाहती हैं तो यह उपयुक्त है
- **उपलब्धता देश के अनुसार भिन्न है** — यह विशेष केंद्रों पर ही मिलता है; अपने सर्जन से पूछें
- मुख्य रूप से **प्रोलैप्स** या **अति सक्रिय मूत्राशय (OAB)** से होने वाले रिसाव में कम उपयुक्त

शब्दों को समझें

तनाव असंयम

खाँसने, हँसने, भारी उठाने या व्यायाम से रिसाव।

मूत्राशय की गर्दन

जहाँ मूत्राशय मूत्रमार्ग से मिलता है।

गुब्बारा

एक छोटा silicone गुब्बारा जो समायोज्य सहारा देता है।

Port

Labia की त्वचा के नीचे एक छोटा वाल्व जिससे गुब्बारा समायोजित किया जाता है।

Titration

कई office visits में गुब्बारे के द्रव को क्रमशः ठीक करना।

ISD

Intrinsic sphincter deficiency — मूत्रमार्ग की कमज़ोर बंद करने वाली मांसपेशी।

क्या इसमें दर्द होगा? गुब्बारे एनेस्थीसिया (जनरल, spinal, या sedation के साथ local) के तहत एक **छोटी सर्जरी** में लगाए जाते हैं, सामान्यतः **दिन की प्रक्रिया** के रूप में — बड़ा कट नहीं होता। कुछ दिनों तक हल्का दर्द और सूजन हो सकती है। बाद की office adjustments जल्दी होती हैं और port पर केवल एक छोटी सुई का उपयोग होता है।

यह कैसे की जाती है

- 1 एनेस्थीसिया के तहत, **X-ray या ultrasound** मार्गदर्शन से, सर्जन योनि के पास छोटे छिद्रों के ज़रिए मूत्रमार्ग के **दोनों ओर** एक-एक गुब्बारा रखते हैं।
- 2 जोड़ने वाली नलियाँ labia की त्वचा के नीचे **दो ports** तक पहुँचाई जाती हैं।
- 3 गुब्बारे शुरू में लगभग खाली रहते हैं और ठीक होने दिए जाते हैं।

उपकरण को समायोजित करना

- कुछ हफ्तों बाद, आपकी टीम **कार्यालय में** labial port के ज़रिए थोड़ा द्रव डालती है — एक त्वरित सुई, कोई सर्जरी नहीं।
- कई visits में दोहराया जाता है जब तक **बिना रुकावट के** अच्छा नियंत्रण न मिले।
- कभी भी कम-ज़्यादा किया जा सकता है; ज़रूरत पड़ने पर पूरा उपकरण **निकाला** भी जा सकता है।

बाद में

- कुछ दिनों तक हल्का दर्द, सूजन या नील; भारी उठाने और कठिन गतिविधि से थोड़े समय के लिए बचें।
- रिसाव **धीरे-धीरे** कम होगा जैसे-जैसे गुब्बारे समायोजित होते हैं — तुरंत नहीं।
- भविष्य में किसी भी सर्जन या imaging टीम को बताएँ कि आपके पास यह implant है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- **पेशाब करने में कठिनाई** या बिल्कुल न हो (गुब्बारा अधिक भरा हो सकता है, या सूजन)
- बुखार, बढ़ता दर्द, लालिमा, या जगह से साव (संभावित संक्रमण)
- नई योनि असुविधा या साव, या पेशाब में खून (संभावित erosion)

याद रखने योग्य तीन बातें

1. ACT दो समायोज्य गुब्बारों से मूत्रमार्ग को सहारा देता है और तनाव रिसाव कम करता है — न्यूनतम इनवेसिव और प्रतिवर्ती।
2. इसे छोटे छिद्रों से लगाया जाता है, फिर कई visits में labial port के ज़रिए office में समायोजित किया जाता है।
3. बार-बार रिसाव या कमज़ोर sphincter में उपयोगी; उपलब्धता देश अनुसार भिन्न — पेशाब न हो या संक्रमण के लक्षण हों तो तुरंत बुलाएँ।