

Вакуумное эрекционное устройство (VED)

Информация для пациента · Безлекарственное устройство, создающее эрекцию за счёт отрицательного давления **WARWIKI**

Вакуумное эрекционное устройство (VED), или «пенильный насос», создаёт эрекцию без лекарств: мягкое разрежение **нагнетает кровь в половой член**, а мягкое кольцо у основания удерживает её. VED применяется при эректильной дисфункции (ED) и для **пенильной реабилитации** после операций на простате. Устройство безопасно, многократно и подходит большинству мужчин.

Как это действует

Цилиндр надевается на половой член, воздух откачивается насосом. Создавшееся разрежение втягивает кровь и вызывает эрекцию. Затем вы надеваете **констрикционное (натяжное) кольцо** у основания, снимаете цилиндр — эрекция сохраняется на время полового акта.

Кому подходит

- Мужчинам, предпочитающим **безлекарственный** метод или не переносящим таблетки от ED
- **Пенильная реабилитация** после операции на простате (поддержание тканей в норме)
- Можно сочетать с другими методами лечения ED

ТЕРМИНЫ

VED

Вакуумное эрекционное устройство — насос, создающий эрекцию разрежением.

Цилиндр

Трубка, надеваемая на половой член для создания вакуума.

Констрикционное (натяжное) кольцо

Мягкое кольцо у основания, удерживающее эрекцию.

Пенильная реабилитация

Поддержание тканей полового члена в здоровом состоянии, например, после операции на простате.

Эректильная дисфункция (ED)

Затруднение достижения или поддержания эрекции, достаточной для секса.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Никогда не оставляйте констрикционное кольцо надетым **более 30 минут**. Длительное ношение нарушает кровоток и может повредить половой член. Снимайте кольцо сразу после полового акта; никогда не засыпайте с ним.

Как использовать

- 1 Нанесите водорастворимый лубрикант; плотно приложите цилиндр к телу.
- 2 Медленно откачивайте воздух до появления эрекции (прекратите, если больно).
- 3 Наденьте **натяжное кольцо** у основания, сбросьте вакуум и снимите цилиндр.
- 4 **Снимите кольцо не позже чем через 30 минут** и сразу после полового акта.

Что важно знать

- Эрекция может быть **прохладнее** обычной и слегка подвижна у основания — это нормально.
- Эякуляция может задерживаться кольцом (высвобождается при снятии) — это безвредно.
- При реабилитации врач может назначить регулярные сеансы с насосом **без** кольца.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Приём сильных **антикоагулянтов**, нарушение свёртываемости крови или **серповидноклеточная анемия** — проконсультируйтесь заранее
- **Боль, онемение, потемнение кожи или повреждение тканей**
- Кольцо было на вас слишком долго, или появились стойкие синяки/отёк

Возможные эффекты

- Лёгкие синяки, временное онемение или ощущение «сдавленности»
- Для получения стабильного результата нужна небольшая практика

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. VED создаёт эрекцию разрежением и удерживает её кольцом у основания — безопасный, многоразовый, безлекарственный метод (применяется также для пенильной реабилитации).
2. **Никогда не держите кольцо более 30 минут** и не засыпайте с ним.
3. Эрекция будет прохладнее, для уверенного использования нужна практика. Если вы принимаете антикоагулянты или имеете серповидноклеточную анемию — сначала проконсультируйтесь с врачом.