

真空勃起裝置 (VED)

WARWIKI

病人須知 · 唔需要食藥，用負壓吸入血液嚟製造勃起嘅裝置

真空勃起裝置 (VED)，又叫「陰莖泵」，係透過輕柔負壓將血液吸入陰莖，製造勃起，然後用一個軟環套喺根部固定血液，唔需要食藥。VED 用於治療勃起功能障礙 (ED)，亦係前列腺手術後陰莖康復嘅重要工具。VED 安全、可重複使用，係唔少男性嘅好選擇。

點樣運作

將透明膠筒套喺陰莖上，然後抽走筒內空氣。負壓將血液吸入，製造勃起。之後將**收縮環（張力環）**滑到根部固定血液，移走膠筒，勃起就可以維持到做愛。

適合邊啲人用

- 想要**唔食藥**嘅選擇，或唔能夠食 ED 藥丸嘅男性
- 前列腺手術後做**陰莖康復**（保持組織健康）
- 可以配合其他 ED 治療一齊用

詞彙解釋

VED

真空勃起裝置 — 用負壓製造勃起嘅泵。

膠筒

套喺陰莖上製造真空嘅透明管。

收縮環（張力環）

套喺根部固定勃起嘅軟環。

陰莖康復

保持陰莖組織健康，例如前列腺手術後。

勃起功能障礙 (ED)

難以勃起或維持勃起到足夠做愛嘅程度。

最重要嘅一條規則 收縮環絕對唔可以戴超過 **30 分鐘**。戴太耐會阻斷血流，損傷陰莖。做完愛就即刻除環，絕對唔可以戴住環瞓覺。

點樣用

- 1 塗上水性潤滑劑；將膠筒緊貼身體套好。
- 2 慢慢抽氣製造負壓，直到陰莖勃起為止（如果痛就停）。
- 3 將**張力環**滑到根部，然後釋放負壓，移走膠筒。
- 4 **做完愛後 30 分鐘內除環**。

注意事項

- 勃起可能感覺較涼，根部可能會稍微活動 — 呢啲係正常嘅。
- 射精可能被環暫時阻住（除環後會釋放） — 無害。
- 做康復訓練時，醫療團隊可能會叫你按計劃**唔戴環**泵氣。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 服用強效**薄血藥**、有出血障礙，或有**鐮刀形紅血球病** — 使用前請先問醫生
- 出現**痛楚、麻痺、皮膚變深色或受傷**
- 環戴咗太耐，或有持續瘀傷或腫脹

常見副作用

- 輕微瘀傷、暫時麻痺，或「被困住」嘅感覺
- 需要練習幾次先至用得順手

要記住嘅三件事

1. VED 用負壓製造勃起，再用根部環固定 — 安全、可重複使用、唔需要食藥，亦可用作陰莖康復。
2. **收縮環唔可以戴超過 30 分鐘**，絕對唔可以戴住環瞓覺。
3. 勃起會較涼，需要練習。如果你食緊**薄血藥**或有**鐮刀形紅血球病**，請先問醫生。