

ProACT समायोज्य गुब्बारे (पुरुषों के लिए)

WARWIKI

रोगी जानकारी · प्रोस्टेट सर्जरी के बाद मूत्रमार्ग को सहारा देने वाले दो समायोज्य गुब्बारे

ProACT एक छोटा, समायोज्य implant है जो उन पुरुषों के लिए है जो प्रोस्टेट सर्जरी के बाद पेशाब लीक करते हैं (तनाव मूत्र असंयम / SUI)। दो छोटे silicone गुब्बारे मूत्रमार्ग के दोनों ओर, मूत्राशय के ठीक नीचे लगाए जाते हैं, ताकि उसे हल्का सहारा मिले और नियंत्रण बेहतर हो। खास बात यह है कि सर्जरी के बाद clinic में गुब्बारों को fine-tune किया जा सकता है — थोड़ा fluid डालकर या निकालकर, जब तक सही संतुलन न मिल जाए।

यह कैसे काम करती है

प्रोस्टेट सर्जरी के बाद पेशाब रोकने वाली मांसपेशी कमज़ोर हो सकती है। दोनों गुब्बारे bladder neck पर हल्का, समायोज्य दबाव देते हैं ताकि खाँसने, उठाने या हिलने-डुलने पर मूत्रमार्ग बेहतर बंद रहे — लेकिन पूरी तरह बंद किए बिना। हर गुब्बारे से एक छोटी tube अंडकोष की त्वचा के नीचे एक port से जुड़ी होती है, जिसके ज़रिए सर्जन fill को adjust करते हैं।

क्या यह मेरे लिए सही है?

- प्रोस्टेट सर्जरी के बाद हल्के से मध्यम leakage के लिए एक विकल्प
- अच्छा विकल्प यदि आप कम invasive, समायोज्य, प्रतिवर्ती उपाय चाहते हैं, या कृत्रिम मूत्र sphincter (AUS) से बचना चाहते हैं / उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं
- गंभीर leakage में कम उपयुक्त, और आमतौर पर पेल्विक radiation के बाद उचित नहीं (सफलता कम, गुब्बारे के tissue में धँसने की संभावना अधिक)
- यह एक चरण हो सकता है — कुछ पुरुष बाद में AUS भी चुनते हैं

शब्दों को समझें

Stress incontinence

खाँसने, उठाने, या व्यायाम से पेशाब लीक होना।

Bladder neck

जहाँ मूत्राशय मूत्रमार्ग (drainage tube) से मिलता है।

Balloon

छोटा silicone गुब्बारा जो हल्का, समायोज्य सहारा देता है।

Port

अंडकोष की त्वचा के नीचे छोटा valve, गुब्बारा adjust करने के लिए।

Titration

कई clinic विज़िट में गुब्बारे के fluid को fine-tune करना।

AUS

कृत्रिम मूत्र sphincter — एक अलग, cuff-आधारित implant।

क्या इसमें दर्द होगा? गुब्बारे एनेस्थीसिया (जनरल, spinal, या sedation के साथ local) के तहत एक **छोटी सर्जरी** में लगाए जाते हैं, सामान्यतः **day procedure** के रूप में दो छोटे puncture sites से — कोई बड़ा चीरा नहीं। बाद में कुछ दिनों तक हल्का दर्द और सूजन हो सकती है। बाद के clinic adjustments में केवल port पर एक छोटी सुई का उपयोग होता है।

यह कैसे की जाती है

- 1 एनेस्थीसिया के तहत, **X-ray, ultrasound, या scope** की मदद से, सर्जन छोटे punctures के ज़रिए bladder neck पर मूत्रमार्ग के **दोनों ओर** एक-एक गुब्बारा लगाते हैं।
- 2 जोड़ने वाली tubes को अंडकोष की त्वचा के नीचे **दो ports** तक पहुँचाया जाता है।
- 3 गुब्बारे शुरू में लगभग खाली रहते हैं और ठीक होने दिए जाते हैं।

Device को Adjust करना

- कुछ हफ़्तों बाद, आपकी टीम **clinic में** scrotal port के ज़रिए थोड़ा fluid डालती है — एक त्वरित सुई, कोई सर्जरी नहीं।
- कई विज़िट में तब तक दोहराया जाता है जब तक अच्छा नियंत्रण हो और **पेशाब निकालने में दिक्कत न हो**।
- कभी भी fluid बढ़ाया या घटाया जा सकता है; ज़रूरत पड़ने पर पूरा device **निकाला** भी जा सकता है।

बाद में

- कुछ दिनों तक हल्का दर्द, सूजन, या नील पड़ सकता है; थोड़े समय के लिए भारी सामान उठाने और घोड़े/साइकिल की सवारी से बचें।
- गुब्बारों को tune करने पर leakage **धीरे-धीरे** सुधरती है — हमेशा तुरंत नहीं।
- भविष्य में किसी भी सर्जन या imaging टीम को बताएँ कि आपके पास यह implant है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- **पेशाब करने में दिक्कत** या पेशाब बिल्कुल न आना (गुब्बारा बहुत भरा हो सकता है, या सूजन)
- बुखार, बढ़ता दर्द, लालिमा, या किसी site पर drainage (संक्रमण की संभावना)
- अचानक फायदा कम होना, या पेशाब में खून

याद रखने योग्य तीन बातें

1. ProACT दो समायोज्य गुब्बारों से मूत्रमार्ग को सहारा देता है और प्रोस्टेट सर्जरी के बाद leakage कम करता है — कम invasive और प्रतिवर्ती।
2. यह छोटे punctures से लगाया जाता है, फिर scrotal port के ज़रिए clinic में कई विज़िट में fine-tune किया जाता है।
3. हल्के से मध्यम, non-radiated leakage के लिए सबसे उपयुक्त; पेशाब न आए या संक्रमण के लक्षण हों तो तुरंत बुलाएँ।