

ProACT 可調節氣球（男士專用）

WARWIKI

病人須知 · 兩個可調節氣球，用嚟支撐前列腺手術後嘅尿道

ProACT 係一款細小嘅可調節植入物，適合前列腺手術後出現漏尿問題嘅男士（即壓力性尿失禁 (SUI)）。兩個微型矽膠氣球分別放喺尿道兩側、膀胱正下方，輕柔咁支撐尿道，幫助控尿。最大特點係：術後可以喺診所調節氣球入面嘅液體量，直至效果最佳。

點樣運作

前列腺手術後，控尿嘅肌肉可能會變弱。兩個氣球喺**膀胱頸**位置提供溫和而可調節嘅支撐，令尿道喺你咳嗽、搬重物或郁動時閉合得更好——**唔會**完全夾實尿道。每個氣球都連接一個喺陰囊皮下嘅細小**注入口** (port)，外科醫生可以透過佢嚟調整填充量。

適合我嗎？

- 適合前列腺手術後**輕度至中度**漏尿
- 如果你想要微創、**可調節**、**可逆**嘅選擇，或者唔適合做人工尿道括約肌 (AUS)，可以考慮
- 唔太適合**嚴重**漏尿，一般**唔建議**喺**盆腔放射治療**後使用（成功率較低，氣球穿透組織嘅風險較高）
- 可以作為治療嘅其中一步——部分男士之後仍會選擇做 AUS

詞彙解釋

壓力性尿失禁

咳嗽、搬重物或運動時漏尿。

膀胱頸

膀胱連接尿道嘅位置。

氣球

細小嘅矽膠氣球，提供溫和可調節嘅支撐。

注入口 (Port)

喺陰囊皮下嘅細小閥門，用嚟調節氣球。

調節 (Titration)

分幾次覆診逐步微調氣球液體量。

AUS

人工尿道括約肌——另一種以環箍為主嘅植入物。

會唔會痛？ 氣球係喺**麻醉**下（全身麻醉、脊髓麻醉，或局部麻醉加鎮靜）進行嘅**小手術**，通常係**日間手術**，只需兩個細小穿刺口，唔需要大切口。術後數日可能會感到酸痛同腫脹。之後嘅診所調節非常快，只係用細針刺入注入口。

點樣做

- 1 喺麻醉下，外科醫生利用**X光、超聲波或內窺鏡**引導，透過細小穿刺口將一個氣球放喺尿道**每側**嘅膀胱頸位置。
- 2 連接管引至陰囊皮下嘅**兩個注入口**。
- 3 氣球初時幾乎係空嘅，讓傷口癒合。

調節裝置

- 幾星期後，醫療團隊會**喺診所**透過陰囊注入口加少量液體——只係快速針刺，唔需要手術。
- 分幾次覆診調節，直至控尿良好而且**排尿順暢**。
- 可以隨時加減液體；如有需要，整個裝置亦可以**取出**。

之後

- 術後數日可能有輕微酸痛、腫脹或瘀青；短期內避免搬重物及跨坐（騎單車／騎馬）。
- 漏尿情況會隨氣球調節而**逐漸改善**，唔一定即時見效。
- 請告知將來嘅外科醫生或影像檢查人員你有呢個植入物。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- **排尿困難**或完全排唔到尿（可能係氣球太脹或腫脹）
- 發燒、痛楚加劇、傷口位置紅腫或有分泌物（可能係感染）
- 效果突然消失，或小便有血

要記住嘅三件事

1. ProACT 用兩個可調節氣球支撐尿道，減少前列腺手術後嘅漏尿——微創而且可逆。
2. 透過細小穿刺口植入，之後分幾次喺診所透過陰囊注入口微調。
3. 最適合輕至中度、未曾接受放療嘅漏尿；如排唔到尿或有感染跡象，請即刻求診。