

薦骨神經調節（膀胱／腸道起搏器）

病人須知 · 一個植入式裝置，幫助控制膀胱同腸道功能

WARWIKI

薦骨神經調節（SNM）係一個細小嘅植入式裝置 — 有時稱為「膀胱起搏器」 — 透過輕柔嘅電脈衝刺激尾骨附近嘅薦骨神經，調節膀胱同腸道功能。適用於膀胱過度活躍症、部分類型嘅尿瀦留，以及其他治療無效嘅大便失禁。呢個治療嘅優點係你可以先試用，確認有效先決定植入。

點樣運作

薦骨神經負責傳遞膀胱／腸道同大腦之間嘅信號。SNM 發出輕微電脈衝，幫助調節呢啲信號 — 緩解尿急同漏尿，或者幫助排唔到尿嘅膀胱恢復功能。你可以用手持遙控器調節。

適應症

- **膀胱過度活躍症（OAB）**（尿急、尿頻、急迫性漏尿），其他治療無效
- **非梗阻性尿瀦留**（膀胱無法排空）
- **大便失禁**（意外漏便）

詞彙解釋

薦骨神經

尾骨附近控制膀胱同腸道嘅神經。

神經調節

用輕微電脈衝穩定神經信號。

測試（分期）階段

先用臨時導線試驗，確認有效先植入。

起搏器（IPG）

植入臀部上方皮下嘅小型電池裝置。

導線

將電刺激傳送到神經嘅幼線。

遙控器

用嚟調節或暫停裝置嘅手持控制器。

點知係咪適合我？ 呢個係最大嘅優點 — 你可以**先試後決定**。先放置一條臨時細線，觀察症狀約 1-2 星期。只有明顯改善（約一半或以上）先會繼續植入永久裝置。

點樣做（兩個步驟）

- 1 測試階段：**將一條幼導線放喺薦骨神經附近（小手術）；記錄症狀日記 1-2 星期，評估改善情況。
- 2 植入：**測試有效嘅話，將小型**起搏器**植入臀部上方皮下並連接導線 — 門診手術，當日可以回家。
- 3 使用遙控器**按醫療團隊設定嘅參數調節裝置。

之後

- 裝置位置會輕微痠痛幾日；短暫避免劇烈活動。
- 電池可用多年（可充電或更換）；新型裝置係**有條件兼容 MRI** — 做影像檢查時要告知醫護人員你有呢個裝置。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 裝置位置出現紅腫、滲液或發燒（可能感染）
- 裝置位置有新出現或加劇嘅痛楚
- 治療效果突然消失**或刺激感令你唔舒服

注意事項

- 如有需要，裝置可以**關閉或取出**。
- 因為有試用期，大多數選擇植入嘅人都有信心裝置對自己有帮助。

要記住嘅三件事

- SNM 係一個植入式「起搏器」，適用於 OAB、尿瀦留或其他治療無效嘅大便失禁。
- 先試用 1-2 星期；明顯有效先植入永久裝置。
- 可用遙控器控制，亦可取出。如有感染跡象、新痛楚或效果突然消失，請立即聯絡醫療團隊。